# Manuel de la mise en place d'une gestion par codes à barre v.01/2018/21

I.	Pré-re	equis		
II.	Config	guratior	1	
III.	Mise	en place	des codes à barre2	
	III. 1.	Comme	nt ça marche ?2	
	III. 2.	Norme	code à barre et codification3	
	III. 3.	Gestion	des Stocks & Code à barre4	
		III. 3. A.	Génération des codes à barre4	
		III. 3. B.	Utilisation des codes à barre (VteComptoir)7	
	III. 4.	Immob	lisation & Code à barre9	
		III. 4. A.	Génération des codes à barre9	
		III. 4. B.	Utilisation des codes à barre (Immo)11	

# I. Pré-requis

- Modules :
  - MENU PRINCIPAL, version minimum : v.01/2018/21.
  - **UMS**, version minimum : **v.01/2018/21**.
  - **STOCKS**, version minimum : **v.01/2018/21**.
  - VTECOMPTOIR, version minimum : v.01/2018/21.
  - IMMOBILISATIONS, version minimum : v.01/2018/21.
- Matériel :
  - Un lecteur de code à barre :



# **II.** Configuration

• Mises à niveau de la base de données

Dans UMS, exécuter la mise à niveau suivante :

- Mise à niveau 69, Code à barre (Stocks).

# III. Mise en place des codes à barre

## III. 1. Comment ça marche ?





## III. 2. Norme code à barre et codification

- La norme utilisée est le « Code39 »
- Le « code39 » admet des caractères alphanumériques
- Dans 3coh **STOCKS**, nous n'utiliseront que des code à sur 6 positions (alphanumériques).
- Dans 3coh IMMO, nous transformeront directement le N° du bien en code39.
- Exemple :



## III. 3. Gestion des Stocks & Code à barre

## III. 3. A. Génération des codes à barre



#### 1) Génération des codes

- Ouvrir module Stocks
- Ouvrir la fenêtre « Gestion des codes à barre »
- La fenêtre correspondante s'ouvre. Chaque composant est décrit ci-dessous :

Fichiers
Articles
Eournisseurs
<u>C</u> lients
• DCI
<u>G</u> estion des codes à barre

nille xx Toutes let amilie xx toutes les	sous-familes		Code à ba Tous C Avec C Sans	irre.	Tri selon ⓒ Numéro ○ Désignation ⓒ Code à barre
* Article	Désignation	Lot	Unité	n n e	Code à barre
AC 031033032	CALCUM GLUCONATE/ SOLUTION IN JECTABLE AMPOULE 10M	1	UNITE	31/05/2017	0000HW
4G 031033032	CALCHIM GLUCONATE/ SOLUTION INJECTABLE AMPOULE 10M	1	UNITE	30/10/2017	0000HX
46 031033032	CALCIUM GLUCONATE/ SOLUTION INJECTABLE AMPOULE 10M	1	UNITE	30/03/2018	DODOHY
4G 031033032	CALCIUM GLUCONATE/ SOLUTION INJECTABLE AMPOULT F 10M	200	UNITE	01/09/2016	0000HZ (4)
4G 031033032	CALCIUM GLUCONATE/ SOLUTION INJECTABLE AMPOULT F 10M	200	UNITE	30/10/2017	00000
4G 031033032	CALCIUM GLUCONATE/ SOLUTION INJECTABLE AMPOULE 10M	4400969	UNITE	01/09/2016	000001
4G 031033032	CALCIUM GLUCONATE/ SOLUTION INJECTABLE AMPOULE 10M	4401764	B/50	30/06/2019	000012
4G 031033032	CALCIUM GLUCONATE/ SOLUTION INJECTABLE AMPOULE 10M	4401765	UNITE	30/06/2019	00003
46 031033032	CALCUM GLUCONATE/ SOLUTION INJECTABLE AMPOULT 10M	4401765	B/50	30/06/2019	000014
4G 044033020	GLUCOSE/ SOLUTION INJECTABLE FLACON 500ML/ 5 % /FL	1	UNITE	01/01/2017	- Bernard Be
4G 044033020	GLUCOSE/ SOLUTION INJECTABLE FLACON 500ML/ 5 % (FL	1	UNITE	30/04/2017	10-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
4G 044033020	GLUCOSE/ SOLUTION INJECTABLE FLACON 500ML/ 5 % (FL	1	UNITE	31/07/2017	
4G 044033020	GLUCOSE/ SOLUTION INJECTABLE FLACON 500ML/ 5 % (FL	1	UNITE	30/11/2017	(5)
4G 044033020	GLUCOSE/ SOLUTION INJECTABLE FLACON 500ML/ 5 % (FL	1	UNITE	28/02/2018	Y Y
4G 044033020	GLUCOSE/ SOLUTION INJECTABLE FLACON 500ML/ 5 % (FL	1	UNITE	30/04/2018	
408 de à harre : 7 Effa 8 Pour 1	Article avec code à barre : 77 Article sans code à barre : 163 cer le code ger le code jourte la liste		ode à barre	Att	nbuer personnet Imprimer les code à barre

- Description des composants :
  - (1) Volet de génération des codes : espace contenant tous les outils permettant la gestion des codes à barre pour les articles enregistrés dans le module Gestion des Stocks.
  - (2) Volet de test de lecture des codes : espace permettant d'expérimenter la lecture des codes à barre imprimé. La fenêtre ci-après représente cet espace. Après génération et impression des codes, vous pouvez lire le code avec le lecteur, tout en veillant que le curseur de la souris positionné sur le chams en vert (comme indiqué).

Gestion des codes à barre     Cénération     des codes à barre     Lecture     des codes à barre	
Positionere la souris dans le champs de saisie vert ! > 0000001 Vider	
Détails de l'article correspondant	ļ
N° Article : 01A 011033085 Désignation : PROMETHAZINE /SOLUTION INJECTABLE /50 MG N° Lot : GE15013 Unit : UNITE D.D.P : 31/05/2018	
	Quitter

(3) **Groupe de filtres :** permet d'afficher une liste d'articles selon plusieurs critères : Famille/Sous-familles/N° d'article/N°Lot/Désignation/Avec ou Sans code à barre. Avec la possibilité de trier selon N° d'article/Désignation/Code à barre.

En utilisant les filtres (par exemple Famille 11), vous pourrez générer des code à barre uniquement pour cette famille.

- (4) Articles possédant un code à barre : pour vous faciliter la visualisation, le système affiche en vert les articles possédant déjà un code à barre.
- (5) Articles ne possédant pas de code à barre : le système affiche en rouge les articles ne possédant pas encore de code à barre.
- (6) Filtre par code à barre : ce champ permet retrouver facilement un article suivant le code à barre (p.ex. '000010').
- (7) Bouton « effacer un code » : si vous faites erreur, et que vous souhaitez supprimer le code à barre d'un article, vous pouvez vous positionner sur l'article en question, puis appuyer sur ce bouton.

Si vous supprimez un code à barre de la base de données, vous devriez également décrocher l'étiquette de ce code à barre des articles physiques correspondants



- (8) Bouton « effacer les codes d'une liste » : ce bouton sert également à supprimer des code à barre, mais pour toutes la liste des articles affichés. Par exemple, si vous vous désirez retirer les codes à barre générés pour les articles de la famille 11, vous sélectionnez d'abord, avec le filtre, que les articles de la famille 11, puis cliquer sur le bouton « Lister » pour actualiser la sélection, et enfin, cliquez sur le bouton « Effacer les codes d'une liste ».
- (9) Aperçu code à barre : donne un perçu sur le code à barre « Code39 » correspondant au code enregistré dans la base de données.
- (10) Bouton « Générer un code pour l'article » : permet de générer, automatiquement, un code à barre pour l'article sélectionné. Le système attribue automatiquement un code en incrémentant la dernière instance déjà enregistrée dans la BD. Exemple, si la dernière instance='000001', alors la prochaine instance='000002'. Il faut aussi savoir que comme l'incrémentation est alphanumérique. Par exemple, la prochaines instances de '000009' sont '00000A' puis, '00000B', '00000C'...'00000Z', '000011', etc.
- (11) Bouton « Générer pour la liste »: permet de générer des codes à barre pour l'ensemble des articles faisant partie de la liste sélectionnée. Par exemple, si vous désirez attribuer des codes à barre pour les articles de la famille 11, vous sélectionnez d'abord, avec le filtre, que les articles de la famille 11, puis cliquer sur le bouton « Lister » pour actualiser la sélection, et enfin, cliquez sur le bouton « Générer pour la liste». Remarque : le système ne générera les codes à barre que pour les articles qui n'ont pas n'en possèdent pas un.
- (12) Bouton « Attribution de code manuellement » : dans le bouton (10) et (11), c'est le système qui choisie le code à attribuer, de manière automatique. Contrairement à ces boutons, le bouton (12) donne la main pour entrer le code que l'on désire attribuer. Remarque : le système empêchera d'entrer un code déjà affecté à un autre article. De plus, le système vérifiera la taille (qui doit être =6) et les caractères devraient être al-phanumériques uniquement ([0-9, A-Z]), et différent de la valeur '000000'.
- (13) Bouton « Imprimer » : ce bouton permet d'imprimer les codes à barre des articles de la liste sélectionnée. Uniquement les articles possédants un code seront proposés à l'impression. Voir exemple :

9 14 4	▶ N 😹 🗃 🖬 📽 Eermer	
	Liste des code	s à barre générés
	Code à barre	Détails
		№: 01A 011033085
		Désig.: PROMETHAZINE/SOLUTION INJECTABLE/50 MG
		Lot : GE12004
		Unit.: UNITE D.D.P: 30/05/2015
		№: 01A 011033085
		Désig.: PROMETHAZINE /SOLUTION INJECTABLE /50 MG
		Lot : GE13017
		Unit.: UNITE D.D.P: 30/04/2016

#### 2) Impression des codes à barre

Une fois les codes à barre générés, il faudra procéder à leur impression. Vous pouvez procéder à l'impression par famille/sous-famille, puis cliquer sur le bouton « Imprimer ».

#### 3) Collage des codes

Une fois la liste des code à barre imprimée, procédez au découpage de ces derniers, un par un, et accrochez chaque code sur l'article physique correspondant.



III. 3. B. Utilisation des codes à barre (VteComptoir)



#### 1) Lecture des codes à barre

Une fois les codes à barre générés, imprimés et accrochés sur les articles, vous pourrez profiter la gestion par code à barre dans le module VENTES AU COMPTOIR. En effet, désormais, vous avez la possibilité faire passer l'article sous le lecteur du code à barre pour que se dernier s'ajouter dans le détail d'une nouvelle écriture (voir la fenêtre et les explications ci-dessous). Sur le module Ventes au comptoir, cliquer sur « Saisir » :

F EH YOUCEF YAALAOUI AIN AZEL( v3.1, 06/	2018/01 RDNB/DZ)			-			_	-		
Client			Jnl ventes Description Encalsser Journal Mode pale Stock Magasin	rici c régie du 31/ ment	01/2017		Pièc [ [		Facture Numéro Date 3 Encaissemen Numéro	IF00041 1/01/201 nt <b>0:00:3</b>
<u>@</u>	1		Journal				<u></u>			2
Nouvelle facture	Inte			1	1	1	T:	10	<u> </u>	リ
Médicaments	Article	Désignation		Lot	D.D.P.	Unité	Magasin	Qté	disponible Co	ode.Barre
	01A 011033085	PROMETHAZINE /SOLUTION INJECTABLE /50 MG		GE15013	31/05/2018	UNITE	01		61 00	0001
Consommables	01A 011033085	PROMETHAZINE /SOLUTION INJECTABLE /50 MG		GE150189	31/12/2017	UNITE	01		100.00	07GN
lédisomente	01A 011213022	PROMETHAZINE /SOLUTION INJECTABLE /50 MG		GE15018	31/03/2018	B/100	01		2 00	025V
leucaments	02A 001213022	ALFENTANYL /SOLUTION INJECTABLE /SO0 µG/ML		3002	30/04/2018	B/10	01		5 00	0024
	02A 001213022	ALFENTANYL /SOLUTION INJECTABLE /500 µG/ML		3001	01/03/2018	UNITE	01		36 00	0020
	02A 003033034	FENTANYL /SOLUTION INJECTABLE /500 µG/AMP FENTANYL /SOLUTION INJECTABLE /500 µG/AMP		5003A	01/02/2018	UNITE	01		2000 7100	002G 002C
érums et vaccins	No Article	Désignation	Mag Lot	D.D.P	Unité Quant	ité P:	к unitaire	Remise	Total	
roduits laitiers et diététiques									C	1
Mot clé 413	Qté par défaut	1 Prix/défaut 0,00								
Positionnez la souris sur le champs de saisie vert pour lire les codes !		4		0 Hors taxes	0 Remise		C Taxes	0 Timbre		
🚺 🚮 MALIKO(svc 98, prv 2)		🔘 Facture 💍 Avoir							Enregistrer	& Annu

- (1) Les codes générés relatifs à chaque article : il s'agit des codes dans les étapes précédentes, dans le module Stocks
- (2) Détail de l'écriture en cours de saisie : Habituellement, il faut double cliquer sur un article pour le voir s'ajouter au détail de l'écriture. Désormais, vous avez aussi la possibilité de le faire avec le lecteur du code à barre. Ceci vous évitera de recherche l'article.
- (3) Quantité par défaut : il s'agit de la quantité à associer à chaque article inséré dans le détail de l'écriture. Voici son fonctionnement :
  - Lorsque vous insérez un article (manuellement ou avec le lecteur), le système met la quantité que vous avez fixée comme quantité par défaut.
  - Si vous sélectionnez le même article une deuxième fois, le système ne va pas l'insérer comme nouvelle entrée, mais plutôt incrémenter la quantité de l'article déjà inséré (quantité = quantité +1). De cette manière, l'agent s'occupant de la saisie d'un article en quantité=3, aura les 3 possibilités :
    - Soit fixer la Quantité par défaut =3, puis insérer l'article en question,
    - Soit fixer la Quantité par défaut =1, puis faire faire passer l'article 3 fois sous le code à barre,
    - Soit insérer l'article, puis ajuster la quantité manuellement directement dans la colonne « Qté » de la ligne de l'article inséré.

No	Article	Désignation	Mag	Lot	D.D.P	Unité	Quantité	Px unitaire	Remise	Total
1							3			

(4) Champs de lecture du code à barre : lorsque vous vous apprêtez à lire le code à barre d'un article, veiller à ce que le curseur de la souris soit positionné sur ce champs. Ainsi, lorsque le système reconnait le code, et retrouve l'article correspondant, l'article sera directement inséré dans la partie détail de l'écriture.

## III. 4. Immobilisation & Code à barre

Comme dans la gestion des stocks, la gestion par code à barre a été prévue aussi pour la gestion des biens immobilisés. Cependant, concernant les immobilisations, le code39 généré est directement basé sur le n° du bien.



## III. 4. A. Génération des codes à barre

#### 1) Impression des codes à barre

Comme nous nous basons sur le numéro du bien pour créer le code à barre, et que le numéro du bien est déjà enregistré dans la base de données, il n'y aura pas lieu de passer par l'étape génération de code. Il suffit juste de passer à l'étape de l'impression, et le système vous proposera les codes à barre correspondant à chaque bien. Pour cela, allez dans le module IMMO/Liste des biens par état. La fenêtre de visualisation des biens s'afficher. Ensuite, grâce au filtre, choisissez la famille/sous-famille/Etat des biens pour lesquels vous souhaitez imprimer les codes à.



Par la suite, cliquer d'abord sur le bouton «Afficher », puis sur le bouton « Etiquettes ».

Famille	S-Familie	Etat		Tri selon <ul> <li>Code bien</li> <li>Date</li> </ul>	acquisition 💮 Service
00 Toutes les f	amilles 💌 💌 👓	milles 💽 🗴 Tous les	états	▼)ésignation ⑦ No in	nvemtaire
No du bien	Désignation	No inventaire	Acquis le	Service	Unité
All.000.0001	CHASSIS AVEC PORTE 2/97*3/67	4379	28/09/2008	MEDECINE LEGALE	SALLE D'AUTOPSIES
All.000.0002	CHASSIS AVEC PORTE 2/20*2/77	4380	28/09/2008	CONSULTATION SPECIALISEE	CONSULTATION EXTERM
All.000.0003	FENETRE COULISSANTES	4381	28/09/2008	LABORATOIRE	LABORATOIRE
All.000.0004	CHASSIS FENETRE COULISSANTES	4384	28/09/2008	PHARMACIE CENTRALE	PHARMACIE CENTRALE
All.000.0005	CHASSIS FENETRE COULISSANTES	4385	28/09/2008	RADIOLOGIE	RADIOLOGIE
All.000.0006	POUSSE PORTE HEDRAUTIQUE KALE	4607	02/05/2009	BLOC OPERATOIRE	BLOC OPERATOIRE
All.000.0007	POUSSE PORTE HEDRAUTIQUE KALE	4608	02/05/2009	BLOC OPERATOIRE	BLOC OPERATOIRE
All.000.0008	POUSSE PORTE HEDRAUTIQUE KALE	4609	02/05/2009	DIRECTION GENERALE	SERVEILLENCE
All.000.0009	POUSSE PORTE HEDRAUTIQUE	4610	02/05/2009	BLOC OPERATOIRE	BLOC OPERATOIRE
All.000.0010	F/P PANNEAU D'ALUMINATION AVEC GLISSIERE	4623	02/08/2009	GYNECO-OBSTETRIQUE	MATERNITE
All.000.0011	F/P EN MENUISERIE ALUM 7.56X2.00	4724	31/12/2009	LABORATOIRE	LABORATOIRE
All.000.0012	F/P EN MENUISERIE ALUM 6.45X1.83	4725	31/12/2009	S.DIRECTION DES FINANCE	CUISINE
All.000.0013	F/P EN MENUISERIE ALUM 2.20X2.775	4726	31/12/2009	PEDIATRIE	COTE NEONATALOGIE
All.000.0014	F/P EN MENUISERIE ALUM 0.77X0.48	4727	31/12/2009	PHARMACIE CENTRALE	PHARMACIE CENTRALE
All.000.0015	F/P EN MENUISERIE ALUM 2.02X2.55	4728	31/12/2009	BLOC OPERATOIRE	BLOC OPERATOIRE
All.000.0016	F/P EN MENUISERIE ALUM 0.98X2.01	4729	31/12/2009	CTION GENERALE	STORE SECURUTE
All.000.0017	F/P EN MENUISERIE ALUM 1.71X1.00	4730	31/12/20	2 TION GENERALE	SECURUTE

Une fois que vous ayez cliqué sur le bouton « Etiquettes », le système vous propose la liste des biens à imprimer, avec les codes à barre associés à chaque bien.

EH YOUCEF YAALAOUI AIN AZEL		EH YOUCEF YAALAOUI AIN AZEL	
All.000.0001 4379	28/09/2008	All.000.0004 4384	28/09/2008
CHASSIS AVEC PORTE 2/97*3/67		CHASSIS FENETRE COULISSANTE	s
SALLE D'AUTOPSIES		PHARMACIE CENTRALE	
EH YOUCEF YAALAOUI AIN AZEL		EH YOUCEF YAALAOUI AIN AZEL	
All.000.0002 4380	28/09/2008	All.000.0005 4385	28/09/2008
CHASSIS AVEC PORTE 2/20*2/77		CHASSIS FENETRE COULISSANTE	s
CONSUL TATION EXTERNE		RADIOLOGIE	
EH YOUCEF YAALAOUI AIN AZEL		EH YOUCEF YAALAOUI AIN AZEL	
All.000.0003 4381	28/09/2008	All.000.0006 4607	02/05/2009
FENETRE COULISSANTES		POUSSE PORTE HEDRAUTIQUE K	ALE
LABORATOIRE		BLOC OPERATOIRE	

#### 2) Collage des codes

Une fois la liste des code à barre imprimée, procédez au découpage de ces derniers, un par un, et accrochez chaque code sur le bien physique correspondant.



## III. 4. B. Utilisation des codes à barre (Immo)

### 1) Lecture des codes à barre

Une fois les codes à barre imprimés et accrochés sur les biens, vous aurez la possibilité de lire directement le numéro de ces derniers grâce au lecteur de code à barre. Ceci vous facilitera la recherche d'un bien, comme dans la fenêtre ci-dessous.

€ 7530 H ← ► ► Numéro All.000.	001 No inventaire	Désignation	
fentification du bien	Sous-famille		Numéro inventaire
02 Autres immobilisations incorporelle	000 Autres immobilisa	tions incorporelle	4379
Désignation		No de série	Numéro
CHASSIS AVEC PORTE 2/97*3/67			All.000.0001